

C5 离心机



优势

精确的直线离心程序
 精密的设计防止高速运行气溶胶形成
 高速离心率“g”可以实现快速样品分离
 快速、准确的动物粪便漂浮物分离
 一分钟之内就可以从血浆中分离出血小板



CRIT Carrier
 Patent Pending

For Vet Use Only



Designed, Engineered & Assembled
 Proudly in America

设计特点

橡胶脚垫，防止打滑
 抗冲击的盖子与视窗
 零转速自动锁盖
 广口盖，易于清理内腔
 金属转子和相应适配器
 冷却室用于冷却待离心样品
 先进的显示屏幕，方便度数

规格

800-5,000 rpm (4,250g)
 无刷直流电机
 (110v/220v 自动切换)
 可以编程 (包括时间和速度)
 双保险丝输入模块 (5A/250V)
 自动开关电子:
 90-240v 50hz/60hz 输入

请参阅转子选项

控制系统

触摸板可编程时间和速度
 时间: 1-60 min
 速度: 800-5,000 rpm
 4位数字显示屏

C5

Model #	Description
C5C-08SU-15T3	Swing-out, 8-place
C5C-04SU-50T3	C5 with 50ml, 4 place rotor
C5C-BKSU-15T3	C5 with 24-place rotor
C5A-04CC-PR77	Crit Carrier for spinning hematocrits

- 水平摆动式离心机
- 超静音直流无刷电机
- 性价比超高的离心设备

附件

3-孔电源插头
 8个离心管适配器
 8套管 (适应于更短更细离心管)

尺寸&重量

主机:
 高度 : 12.5" (317 mm)
 长度 : 18" (458 mm)
 宽度 : 15.5" (393 mm)
 重量 : 35 lb (16 kg)
 包装:
 高度 : 18" (457 mm)
 长度 : 22.5" (572 mm)
 宽度 : 20" (508 mm)
 重量 : 44 lb (20 kg)

The BEST way to
 achieve your blood
 samples STAT!



P 770.270.1394
 F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
 Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

转头选择

8-孔 15ml 转头

3ml-15ml 试管

抗爆管

最大离心力/率: 5,000rpm / 4250g



4-孔 50ml 角转头

50ml 离心管适应于 尿液, 精子, PRP离心

StemLogix 干细胞管

StemLogix PRP 管

VetStem 30ml PRP 管

最大离心力/率: 5,000rpm / 4250g



4-吊篮水平转头

蓝色吊篮 每个吊篮都可以插入6试管

-24 3ml-10ml 血液离心试管

-抗爆管

-8 15ml 圆锥形尿管

黑色吊篮 每个吊篮都可以插入4个 50ml 管

-4 50ml 尿素、精子离心管

-4 Arthrex ACP 双注射器

-StemLogix 干细胞管

-StemLogix PRP 管

-VetStem 30ml PRP 管

*用户可以自己选择放离心管的方式

最大离心力/率: 4,000rpm / 2800g



4-孔 IRAP 角转头

Arthrex and Dechra IRAP 管

VetStem 30ml PRP 管

PRP 注射器



Osteokine PRP 转头

Dechra Osteokine PRP 管



抗暴管 (可嵌入血细胞比容管)

8个 75mm 标准的血细胞比容管

最大离心力/率 4,000rpm / 4250g

