

E8 离心机



Digital Model

优势

特定离心力下的精确离心
无细胞损伤离心
运行安静, 无振动
离心结束到离心机完全停止运行时间<30s
美国设计、制造、组装

USA E8 Centrifuge

Model #	Description
E8C-U8AF-1503	USA E8 Fixed-Speed, Angled 8-Place Centrifuge with Timer
E8C-U8AV-1503	USA E8 Variable-Speed, Angled 8-Place Centrifuge with Timer
E8C-U8AD-15T3	USA E8 Digital-Speed and Time, Angled 8-Place Centrifuge

特点

8-角转头离心
3ml -15ml 离心管离心
12 V 直流免维护电机
通过数字显示可以清晰的看到离心状态
离心机底部防滑吸盘
110/220v 自动切换电源适配器
(CE, UL, cUL 认证)
离心完全停止后盖子自动开启
最大离心率 RCF=1,534g

E8 固定转速

3,500rpm f固定转速 - 只适应于血液离心
30-minute 自动关机设置

E8 可变转速

3,500 rpm 变速控制
(血液, 尿液, 等.)
30-minute 自动关机设置

E8 数字型离心机

3,500 rpm 显示速度和时间
(血液, 尿液, 等.)
触摸板, 可编程:
速度: 500-3,500rpm
时间: 1-99mins
编程的程序 (包括速度和时间) 可以保存四年
包括服务指示灯提示



Designed, Engineered & Assembled
Proudly in America



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

尺寸&重量

高度: 9.5" (241mm)
长度: 11" (279mm)
宽度: 11" (279mm)
重量: 9.5 lbs (4.3kg)

附件

8-孔-转子
8个75ml 套管
8个 13x75mm 套管