

# LED 头灯

当您在需要看到被观察物体精细结构，需要对被观察物体提供畅通无阻的、无阴影照射过程中，安装在放大镜镜片前面的LED光源就显得尤为重要。LED灯有一组标配的3-AA电池组，和一个可选的A/C的电源线作为备用。LDE灯不仅可安装在LW系列放大镜镜头前方上，也可以安装其他品牌的放大镜镜头前方。为您的精密操作提供完美的解决方案。

## 头套

- 舒适的真皮头套
- 可调式头箍
- 3节AA电池
- 头顶护带
- 方便的旋钮调整以适应您头部尺寸



型号

ILL-LED7-HLHG

型号

头戴式LED 头灯, 包括3-AA电池

## 夹式LED

- 光线方向可调
- 超过10000小时的工作时间
- 光线明亮



ILL-LED7-HLCL

夹式LED 头灯, 包括3-AA电池

ILLP-ADPW-HL71

对应的LED头灯交流电源线

## 交流电源适配器

110 V变压器



  
LW  
Scientific

P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com