

全VID内置屏幕摄像头

全VID内置屏幕摄像头拥有升级版的Microcap V3.0测量软件，囊括了全面的测量能力和多层次的显微镜校准。可以连接到任意尺寸的TV用于多人教学培训使用，或者连接到个人电脑供研究使用。Microcap V3.0测量软件在捕获数字图像或数字视频操作简便。也可以通过无线遥控的方式来捕获图像、访问菜单、播放储存的图像或视频。OmniVID通过C-Mount规格接口可直接连接到任何显微镜的第三目上。OmniVID是显微镜成像最全面的解决方案。



相机

传感器分辨率: 310万像素
最大分辨率: 800万像素
液晶屏尺寸: 3英寸LTIPS
记忆卡: SD/MMC卡
USB接口: 有
电视输出: NTSC/PAL
控制器: 遥控和USB快门
电源: DC 12V 1.5A
图片格式: JPEG
视频格式: MPEG4
打印机支持: PictBridge和DPOF
接口: C-Mount接环规格

※ 可选的显微镜校准配件

OmniVID

型号	描述
OVC-8MP2-CMT3	全DIV内置屏幕摄像头，C-Mount接环规格

软件

MicroCap V3.0

附件

电视输出线



USB快门线



USB连接线



遥控器



电源适配器



SDG卡

