

水浴



容量

容量 10 L 和 20L
不锈钢储，耐腐蚀

温度设定

数字型

温度显示

LED

温度控制

PID

温度传感器

100Ω , RDT

温度范围

室温+5℃~100℃

稳定性

+/- 0.2

电源

110V (220V 可用)

重量

10L: 20 lbs. (9.07 kb)
20L: 21.2 lbs. (9.6 kg)

附件

盖子(平盖或尖顶盖), 试管

Water Bath

Model #	Description
WBL-10LC-SSD1	10 Liter
WBL-20LC-SSD1	20 Liter

- 出色的温度控制
- 方便的大型开口
- 不锈钢内胆

内部尺寸

10L
高度: 6"(150mm)
宽度: 12" (300mm)
深度: 10" (240mm)

20L
高度: 5.9"(150mm)
宽度: 19.3" (490mm)
深度: 11.4" (290mm)

外部尺寸

10L
高度: 8" (190mm)
宽度: 13" (300mm)
深度: 11" (275mm)

20L
高度: 7.5" (190mm)
宽度: 21.2" (540mm)
深度: 13.4" (340mm)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com