

Z3 Pneu 屈臂检测显微镜



变焦范围

包括3.5x – 22.5x 物镜, 0.5x 缩短管筒透镜
以及 10x 目镜
7x – 45x 远距离物镜, 0.5x 缩短管筒透镜
以及10x 目镜
其他辅助镜头可以扩大范围到 2.1x – 270x

视野

包括10mm – 57mm 视野, 0.5x 缩短管筒透镜
以及 10x 目镜
5mm – 30mm 远距离视野, 0.5x 缩短管筒透镜
以及10x 目镜
其他辅助镜头可以扩大视野范围到 1mm – 95.2mm

变焦倍率

1: 6.5

工作距离

165mm 工作距离, 0.5x 缩短管筒透镜
105mm 工作距离, 0.5x 缩短管筒透镜
其他辅助镜头可以增加工作距离范围
到 1mm – 95.2mm

Pneu Flex Arm

Model #	Description
Z3M-BZM7-PA77	Z3 on Flex Arm, 0.5x reducing lens, 10x eyepieces (no light)
ILL-LEDS-R603	Segmented Variable LED Ring Light – 60 bulb

瞳距调节

54mm-75mm

目镜倾角

45°

目镜屈光度调节

±5 Diopter

尺寸&重量

Z3 目镜头部: 5.6lbs (2.54kg)
气动式水平臂重量: 13.89lbs (6.3kg)
最大半径: 14.96" (380mm)
最小半径: 10.83" (275mm)



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com