

# 数字型 ZIPspin 离心机



## 优势

占地面积小，节省柜台空间  
快速启动和停止  
安静，运行平稳  
易于校准  
可以自动记忆最近一次的运行程序  
适用于：血液和尿液离心  
HPLC 样品微滤，  
DNA 制备

## 特点

转子可以替换  
8-孔 封闭式角转子  
PCR 转子 (2x8x0.2 ml)  
微处理器控制  
数字显示速度和时间  
可变转速: 1000-6000 rpm / 步进 100 rpm  
最大离心率 RCF=2000g  
时间: 1-25 min 定时 或 连续模式  
可以自动记忆最近一次的运行程序  
快速停止程序按钮  
检测不平衡自动切断运行  
安全锁盖  
噪音 < 55db  
免维护直流电动机  
离心机底部有吸附垫，防止打滑  
95-230 50/60Hz 自动切换

## 附件

8-孔 封闭式转头 / 1.5/2.0ml 离心管  
PCR 转头(2x8x0.2 ml)  
8 适配器 可以离心0.4/0.5 ml 离心管  
8 适配器 可以离心0.2 ml 离心管  
可更换保险丝  
带有六角扳手，用于转头的转换

## Digital ZIPspin Centrifuge

Model #	Description
ZPC-08AD-0203	ZIP-Spin DIGITAL, 8-place, 0.2-2.0ml tubes, PCR strips, DIG Speed/Time

## 尺寸&重量

高度: 4.5" (115mm)  
长度: 6.1" (157mm)  
宽度: 6.4" (162mm)  
重量: 2.7 lbs (1.22 kg)



P 770.270.1394  
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway  
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com